

Softasept ISO 70 %

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:

Wirkstoff: 2-Propanol (Ph. Eur.) 63,1 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser.

Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut.

Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. **Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit Softasept ISO können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Warnhinweise: Leichtentzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Bei Verschütten der Lösung unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit, Verdünnen mit Wasser, Lüften des Raumes, Beseitigen von Zündquellen.

Stand der Information: 05/2016

Pharmazeutischer Unternehmer: B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.