



# TASKI® Sani 4 in 1 Plus RTU

## Sanitärreiniger - entkalkend, desinfizierend und geruchsneutralisierend, BPR genehmigt

### Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, saurer Sanitär-Desinfektionsreiniger, Kalklöser und Geruchsneutralisierer für alle säure- und wasserbeständigen Oberflächen in Sanitärbereichen.

### Eigenschaften

- Formulierung auf Säurebasis
- Reinigt, entkalkt, desinfiziert und desodoriert in einem Schritt
- Wirksam gegen Bakterien, behüllte Viren und Hefen
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

### Vorteile

- Hervorragender Reiniger, funktioniert in einem großen Spektrum von Wasserhärten
- Reduziert die Anzahl der Produkte im Waschraum
- Hervorragende Hygiene, reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft

### Anwendungshinweise

TASKI Sani 4 in 1 Plus RTU ist gebrauchsfertig, unverdünnt anwenden.

Außerhalb des Gesundheitsbereiches (z.B. in öffentlichen Bereichen, Hotels und anderen institutionellen Bereichen wie Schulen/Büros etc.) ist die Verwendung des Produkts in einem 1-stufigen Reinigungsprozess (schmutzige Bedingungen) zugelassen.

In Umgebungen des Gesundheitswesens, (z.B. Arztpraxen, Ambulanzen, Krankenhausstationen und Altenheime), erfordert die Verwendung des Produkts einen 2-stufigen Reinigungsprozess. Entfernen Sie grobe Verschmutzungen und reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung des Produkts vor.

- Das Produkt durch vollständiges Befeuchten der Oberfläche auftragen.
- Verwenden Sie ein Tuch, eine Bürste, einen Schwamm oder einen Mopp für eine gleichmäßige Verteilung.
- Die Oberfläche 5 Minuten lang gegen Bakterien und behüllte Viren und 15 Minuten lang gegen Hefepilze nass lassen.
- Trockenwischen oder die Oberfläche an der Luft trocknen lassen.
- Ein Abspülen der Oberfläche ist nicht erforderlich.

### Technische Daten

Aussehen: Klare, hellrote bis rosa Flüssigkeit

pH-Wert (pur): > 2



Relative Dichte (20°C): ≈ 1.00

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden;

sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten. Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und Hinweise.





# TASKI® Sani 4 in 1 Plus RTU

## Materialverträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasser- oder säureempfindlichen Oberflächen verwenden. Fugenmörtel vor der Anwendung ausreichend mit Wasser vornässen.

Materialverträglichkeit vor der Anwendung an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

## Mikrobiologische Daten

| EN Test Methode | Verschmutzungsgrad | Temp. °C | Kontaktzeit | Test Organismen                                                                                               | Dosierung % v/v |
|-----------------|--------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EN 1276         | 3.0 g/L BSA        | 20       | 5 min       | Staphylococcus aureus<br>Enterococcus hirae<br>Escherichia coli<br>Pseudomonas aeruginosa                     | 1.5%            |
| EN 1650         | 3.0 g/L BSA        | 20       | 15 min      | Candida albicans                                                                                              | 2%              |
| EN 13697        | 3.0 g/L BSA        | 24       | 5 min       | Staphylococcus aureus<br>Enterococcus hirae<br>Escherichia coli<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Candida albicans | 2%              |
| EN 14476        | 3.0 g/L BSA + Blut | 20       | 5 min       | Modified Vaccinia virus Ankara                                                                                | 1%              |
| EN 16777        | 3.0 g/L BSA + Blut | 25       | 5 min       | Modified Vaccinia virus Ankara                                                                                | 1%              |
| EN 13727        | 0.3 g/L BSA        | 20       | 1 min       | Staphylococcus aureus<br>Enterococcus hirae<br>Pseudomonas aeruginosa                                         | 1%              |
| EN 13624        | 0.3 g/L BSA        | 20       | 5 min       | Candida albicans                                                                                              | 1%              |
| EN 13697        | 0.3 g/L BSA        | 20       | 5 min       | Staphylococcus aureus<br>Enterococcus hirae<br>Escherichia coli<br>Pseudomonas aeruginosa                     | 1%              |
| EN13697         | 0.3 g/L BSA        | 20       | 5 min       | Candida albicans                                                                                              | 1%              |

## Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EG 648/2004.

## Lieferbare Gebinde

TASKI Sani 4 in 1 Plus RTU ist in 6x0,75L erhältlich.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.23/04/2025 de-DE (K02775)